

꺾속형 10A/312A
프로그래밍 케이블
사용하기

Custom 10A/312A
Programming Cable



귓속형 10A/312A 프로그래밍 케이블 사용하기

* 배터리를 꼭 넣어주세요. 제품 연결이 안될 때에는 단자와 케이블의 접촉이 안되어 일어나는 현상이 많습니다. 케이블을 위로 구부려 삽입해 보세요.

Insio Nx CIC/ITC/ITE
Silk Nx
CROS Silk Nx
Insio primax
Silk primax
Insio binax
Insio micon
Nitro micon custom
Intuis 3 custom
Intuis 3 Click
Orion 2 custom
Sirion 2 custom
Intuis 2 custom
Intuis 2 Click
Orion custom
Sirion custom
Prompt custom
Prompt Click

귓속형 10A/312A 프로그래밍 케이블 호환 제품

037 269 94
귓속형 플렉스 케이블