

# 연결 프로그래머: 시그니아

## 보청기 - 프로그래머 호환

시그니아 보청기는 하이프로(Hipro), 커넥스 에어(Connexx Air), 노아링크 와이어리스(NoaLink Wireless)를 사용하여 피팅 할 수 있습니다.

보청기에 따라 사용하는 프로그래머가 달라지며 **1개 이상의 프로그래머**와 호환될 수 있습니다.

### · 시그니아(Signia) Nx

분류	슬림 오픈형 RIC		오픈형 RIC			귀걸이형 BTE		귓속형 Custom					
	프로그래머	스타일레토 커넥트	스타일레토 2 / 1	퓨어 C&G Nx	퓨어 312 Nx	퓨어 10 Nx	모션 C&G Nx	모션 13P Nx	인시오 IIC Nx	인시오 CIC (무선옵션 O)	인시오 CIC (무선 옵션 X)	인시오 ITC Nx (블루투스)	인시오 ITC Nx (비 블루투스, 무선옵션 O)
노아링크 와이어리스		커넥스 에어	노아링크 와이어리스	노아링크 와이어리스 Or 하이프로	하이프로	노아링크 와이어리스	노아링크 와이어리스 Or 하이프로	커넥스 에어	커넥스 에어 Or 하이프로	하이프로	노아링크 와이어리스 Or 하이프로	커넥스 에어 Or 하이프로	하이프로

✓ 귓속형 인시오는 무선기능(Wireless) 유무에 따라 커넥스 에어(Connexx Air) 사용 유무가 달라집니다.

### · 프라이맥스(Primax) / 이전 플랫폼 제품

분류	오픈형 RIC				귀걸이형 BTE			귓속형 Custom			
	프로그래머	퓨어 px	셀리온 px	오리온 2	에이스 px 에이스 bx 인투이스 3 312	모션 px 모션 bx	오리온 2	시리온 2 인투이스 3 인투이스 2	프롬프트	인시오 px 인시오 bx 오리온 2 (무선옵션 O)	인시오 px 인시오 bx 오리온 2 (무선옵션 X)
커넥스 에어 Or 하이프로			하이프로	커넥스 에어 Or 하이프로	하이프로	하이프로	커넥스 에어 Or 하이프로	하이프로			

✓ 귓속형 인시오 px, bx, 오리온 2는 무선기능(Wireless) 유무에 따라 커넥스 에어(Connexx Air) 사용할 수 있습니다.