

SIGNIA_연결 프로그래머 호환



노아링크
와이어리스

하이 프로

커넥스 에어

Xperience	Slim RIC	스타일레토 X		●		
		RIC	퓨어 C&G X		●	
	퓨어 312 X		●			
	BTE	모션 C&G X	M	●		
			P	●		
			SP	●		

Nx	귓속형*	인시오 Nx	IIC			●
			CIC		●	●
			ITC		●	●
			ITC	●	●	
	Slim RIC	스타일레토 커넥트		●		
		스타일레토				●
	RIC	퓨어 C&G Nx		●		
		퓨어 312 Nx		●	●	
		퓨어 10 Nx			●	
	BTE	모션 C&G Nx		●		
모션 13P Nx		●	●			

Primax	귓속형*	인시오 px	IIC		●	●
			CIC		●	●
			ITC		●	●
		인투이스 3	CIC		●	
			ITC		●	
		프롬프트	CIC		●	
	ITC			●		
	RIC	퓨어 px			●	●
		에이스 px			●	
		인투이스 3			●	
	BTE	모션 px	P		●	●
			SP		CS44	●
		인투이스 3	P		프로그래밍 슈(13)	
			SP		프로그래밍 슈(675)	
프롬프트		P		프로그래밍 슈(13)		
		SP		프로그래밍 슈(675)		

*귓속형은 wireless(무선옵션) 탑재시 Connex air 연결가능