

이명기능(사운드 테라피, 노치 테라피)

: 이명 증상을 완화시키기 위한 기능으로 이명의 소리 형태에 따라 '광대역 잡음', '파도소리', '노치 테라피'를 사용할 수 있습니다

해당 이명 소리 선택하기

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| ① 순음형태의 '삐-' 하는 이명소리 | → | 노치 테라피(Notch Therapy) |
| ② 폭포소리나 소음 같이 들리는 이명소리 | → | 사운드 테라피(Sound Therapy) |
| ③ 이명의 소리 크기가 커졌다 작아졌다 하는 이명 소리 | → | 오션 웨이브(Ocean Wave) |
- * '사운드 테라피' 안에서 사용할 수 있음

사용 가능한 보청기

모든 폼팩터에서 동일하게 사용 가능합니다

		사운드 테라피	오션웨이브	노치테라피			사운드 테라피	오션웨이브	노치테라피
Xperience	7	●	●	●	Nx	7	●	●	●
	5	●	●	●		5	●	●	●
	3	●	●	●		3	●	●	●
	2	●	●	●		2	●		
	1					1			

* 귀걸이형 제품인 모션 차지앤고 X SP(Motion C&G X SP)는 노치테라피 사용불가